



**ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ**  
– Από το 1970



# calgodip T-HEXX Dry

Προϊόν εμφάπτισης για περιποίηση μαστού  
και για θωράκιση της θηλής

Θωρακίζει τις θηλές κατά  
το στέγνωμα

Συμβατό με αντιβιοτικά

Γρήγορο στέγνωμα





## Τα πλεονεκτήματά σας

Το calgodip T-HEXX Dry είναι ένα έτοιμο προς χρήση στεγανοποιητικό μακράς διάρκειας που προστατεύει τις θηλές κατά το στέγνωμα. Πρέπει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά 7-10 ημέρες και μετά ξανά 3-5 ημέρες πριν τον τοκετό. Το calgodip T-HEXX Dry παραμένει στο δέρμα της θηλής για έως και 4 ημέρες, στον γαλακτοφόρο αγωγό έως και 6 ημέρες και είναι συμβατό με τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται κατά την ξηρά περίοδο.

## Εφαρμογή

Μετά την άμελξη, καθαρίστε ολόκληρο τον μαστό, ιδιαίτερα τις θηλές (π.χ. με χαρτί μαστού calgonit) - στη συνέχεια βουτήξτε τις θηλές στο calgodip T-HEXX Dry. Φορέστε γάντια πριν την εφαρμογή.

## Τεχνικές Πληροφορίες

Εμφάνιση:	παχύρρευστο, μπλε υγρό
Οσμή:	ελαφρά τασιενεργών ουσιών
Πυκνότητα:	0,9 g/cm <sup>3</sup>



Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα προσεκτικά. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.